

CATÁLOGO
CATALOG



INSORVET

3
AÑOS

Instrumental Ortopedia Veterinaria
Veterinary Orthopedic Instruments





Insorvet celebra 30 años de trayectoria, crecimiento y compromiso con la excelencia.

Desde su nacimiento en 1996, hemos trabajado con un propósito claro: desarrollar implantes e instrumental innovadores que contribuyan a mejorar el tratamiento de las patologías ortopédicas y traumatológicas en pequeños animales, afrontando los retos diarios de la práctica clínica.

Gracias por confiar en nuestros productos y en nuestra firme apuesta por la innovación, la investigación y la mejora continua.

***Insorvet** celebrates 30 years of experience, growth, and commitment to excellence.*

Since our founding in 1996, we have worked with a clear purpose: to develop innovative implants and instruments that help improve the treatment of orthopedic and traumatologic conditions in small animals, while addressing the daily challenges of clinical practice.

Thank you for trusting our products and our strong commitment to innovation, research, and continuous improvement.

Tornillos corticales autoroscantes 9

Cortical self-taping screws 9

Placas convencionales 13

Conventional plates 13

Placas rectas cortables 13

Cut-to-length plate 13

Placas DCP 13

DCP plates 13

Placas de reconstrucción 17

Reconstruction plate 17

Placas en T 17

T plates 17

Placas orificios redondos 19

Round hole plates 19

Placas sostén 19

Butress plates 19

Placas CTWO 23

CTWO plates 23

Placas cobra 23

Cobra plates 23

Placas bandera 23

Flag plates 23

Puentes 25

Bridges 25

Placas fracturas supracondilares de fémur 25

Supracondilar femoral fractures plates 25

Placas triple osteotomía de cadera 25

Triple pelvic osteotomy plates 25

Placas híbridas de panartrodesis de tarso 27

Hybrid plates for tarsal panarthrodesis 27

Cuñas de titanio poroso y su instrumental 29

Porous titanium wedges and their instruments 29

Placas de brazo inclinado TTA de acero y separador de avance 29

Steel TTA inclined arm plates and feed separator 29

Placas híbridas panartrodesis carpal rectas 31

Straight Carpal Panarthrodesis Hybrid Plates 31

Placas híbridas panartrodesis carpal escalonadas 31

Stepped hybrid plates for carpal panarthrodesis 31

Placas bloqueadas de tornillos de cortical 32

Screw locked plates cortical 32

Placas bloqueadas rectas de bajo contacto 32

Low contact locking plates 32

Placa bloqueada de reconstrucción 32

Cut to length reconstruction locking 32

Placa bloqueada en T 32

Locking t plates 32

Placas bloqueadas sostén 33

Butress locking-plate 33

Placas fracturas supracondilares de fémur 33

Supracondilar femoral fractures plates 33

Locking Plates for Cranial Tibia

Placas bloqueadas para la osteotomía craneal de la tibia (cuña) y otras aplicaciones	34	<i>Osteotomy and Other Applications</i>	34
Placas cobra	34	<i>Cobra plates</i>	34
Placas bandera	34	<i>Flag plates</i>	34
Placas acetabulares	34	<i>Acetabular plates</i>	34
Placas doble/triple osteotomía de cadera	35	<i>Double/triple pelvic osteotomy plates</i>	35
Placa síndrome compartimento medial del codo	35	<i>Medial compartment disease plates</i>	35
Placas de bloqueo panartrodesis carpal escalonadas	35	<i>Stepped hybrid locking plates for carpal panarthrodesis</i>	35
Placas de bloqueo tornillos cónicos	37	<i>Locking screws</i>	37
Placas rectas cortables	37	<i>Cuttable straight plates</i>	37
Tornillos de bloqueo	39	<i>Locking screws</i>	39
Placas multiples orificios	41	<i>Multiple hole plates</i>	41
Placas de sostén	43	<i>Support plates</i>	43
Placas síndrome compartimento medial del codo	43	<i>Plates for medial elbow compartment disease</i>	43
Placas acetabulares	43	<i>Acetabular plates</i>	43
Placas en T	45	<i>T plates</i>	45
Placas CTWO (cobras y banderas)	47	<i>CTWO plates (cobra and flags)</i>	47
Placas cobra	47	<i>Cobra plates</i>	47
Placas bandera	47	<i>Flag plates</i>	47
Placas supracondilares de fémur	49	<i>Supracondylar plates of fémur</i>	49
Placas en forma de stick	49	<i>Stick-shaped plates</i>	49
Placas panartrodesis carpal escalonadas	49	<i>Staggered carpal panarthrodesis plates</i>	49
Placas en forma palo de golf	49	<i>Golf club shaped plates</i>	49
Placas TPLO	51	<i>TPLO plate</i>	51
Rectas	51	<i>Straight</i>	51
Curvadas	51	<i>Curved</i>	51
Placas panartrodesis tarsal	53	<i>Tarsal panarthrodesis plates</i>	53
Placas panartrodesis tarsal (colocación dorsal)	53	<i>Tarsal panarthrodesis plates (dorsal placement)</i>	53



Instrumental y otros implantes 54

Clavos cerrojados	55
Rótulas simples	57
Barras conectoras	57
Rótulas dobles	57
Elongador de hueso cuadrado	58
Agujas	58
Arpones	59
Brocas	60
Guías de broca	60
Rollos cerclajes	61
Atornillador	61
Retractores de Kishigamy	61
Mango Anclaje rápido	62
Pasamachos	62
Extractor de Tornillos	63
Fresas	63
Arandelas	63
Tornillo intrahueso para antibiótico	63
Casquillos sujeta nylon	64
Meniscotom	64
Osteotomo	64
Cucharilla Volkmann doble	65
Mango hojas osteotomo	65
Hoja osteótomo	65
Gúbia	65
Pinzas Kern	66
Hohmann retractor	66
Pinza sujeción hueso	66
Distractor rodilla	66
Pinzas Verbrugge	66
Pinzas Heiss	67
Pinzas Babcock	67
Pinzas Ruskin Corta Hueso	67
Alicates Liston Corta Hueso	67
Pinzas para tejidos Allis	67
Pinzas hemostáticas Mosquito	67
Pinzas hemostáticas Kocher dentadas	67
recta	68
Separador Weitlaner con punta roma	68

Instrumental and other implants 54

<i>Interlocking nails</i>	55
<i>Single connecting bars clamps</i>	57
<i>Connecting bars length (280 mmm)</i>	57
<i>Double connecting bars clamps</i>	57
<i>Squared bone lengthening</i>	58
<i>Nedle</i>	58
<i>Harpoon</i>	59
<i>Drill</i>	60
<i>Drill guides</i>	60
<i>Rolls of soft wire</i>	61
<i>Screwdriver</i>	61
<i>Kishigamy retractor</i>	61
<i>Quick fit / Strait handle with quick fit</i>	62
<i>Tap</i>	62
<i>Screw</i>	63
<i>Drills</i>	63
<i>Washers</i>	63
<i>Intrabone screw for antibiotic</i>	63
<i>Nylon retaining caps</i>	64
<i>Meniscotomo</i>	64
<i>Bone chisel</i>	64
<i>Double Volkmann spoon</i>	65
<i>Chisel Handle</i>	65
<i>Blade chisel</i>	65
<i>Ruskin rongeurs</i>	65
<i>Kern bone holding forceps</i>	66
<i>Reduction forceps with serrated jaw</i>	66
<i>with speed lock</i>	66
<i>Knee distractor</i>	66
<i>Forceps Verbrugge</i>	66
<i>Heiss vascular clamp</i>	67
<i>Forceps Babcock</i>	67
<i>Ruskin bone cutting forceps</i>	67
<i>Liston bone cutting fórceps</i>	67
<i>Allis tissue seizing forceps</i>	67
<i>Mosquito hemostatic foceps</i>	67
<i>Kocher hemostatic straight forceps</i>	68
<i>Weitlaner retractor</i>	68
<i>Laminectomy cutting forceps</i>	68

Pinzas laminectomía	68	<i>Rod cutter</i>	68
Cizalla corte clavos	68	<i>Wire-cutter</i>	69
Alicate de corte	69	<i>Wire-cutter tungsten point</i>	69
Alicate corte puntas de tungsteno	69	<i>Locking pliers</i>	69
Alicate Hércules hojas intercambiables	69	<i>Universal bending pliers</i>	69
Alicate bloqueo	69	<i>Needle holder</i>	70
Alicate doblado placas pequeñas	69	<i>Forceps</i>	70
Porta-agujas	70	<i>Scissors</i>	70
Pinzas	70	<i>GELPI retractor</i>	71
Tijeras	70	<i>Putti bone rasp</i>	71
Retractor GELPI	71	<i>Retractor</i>	71
Raspa para huesos Putti	71	<i>Michele trephine</i>	71
Separador	71	<i>Gigli saw</i>	71
Trefina de Michele	71	<i>Saw blades</i>	72
Sierra de Gigli	71	<i>Big Cable passer</i>	72
Hojas de sierra	72	<i>Bending iron</i>	72
Pasahilo grande ojal en ambas puntas	72	<i>Screw / Gauge for drill bits, Kirchner wires and screws</i>	73
Grifas	72	<i>Epyphysis staples</i>	73
Medidor de agujas, brocas y tornillos	73	<i>Double drill sleeve</i>	73
Grapas de epifisis	73	<i>Jig to avoid deviations in osteotomies</i>	73
Guías de broca dentadas	73	<i>Periosteal elevator</i>	74
Guía para controlar desviaciones en las osteotomías	73	<i>Separators</i>	74
Periostotomos	74	<i>Screws box</i>	75
Separadores	74	<i>Box for plates and instrumental</i>	75
Caja de tornillos	75		
Caja para placas y instrumental	75		



Tornillos de cortical
Cortical screws

Tornillos corticales autoroscantes

Cortical self-taping screws

Ø 1,5 mm

Ref.	Long.
0015-006	6 mm
0015-007	7 mm
0015-008	8 mm
0015-009	9 mm
0015-010	10 mm
0015-011	11 mm
0015-012	12 mm

Ref.	Long.
0015-014	14 mm
0015-016	16 mm
0015-018	18 mm
0015-020	20 mm
0015-022	22 mm
0015-024	24 mm

Ø 2 mm

Ref.	Long.
0020-006	6 mm
0020-008	8 mm
0020-010	10 mm
0020-012	12 mm
0020-014	14 mm
0020-016	16 mm

Ref.	Long.
0020-018	18 mm
0020-020	20 mm
0020-022	22 mm
0020-024	24 mm
0020-026	26 mm
0020-028	28 mm

Ref.	Long.
0020-030	30 mm
0020-032	32 mm
0020-034	34 mm
0020-036	36 mm
0020-038	38 mm
0020-040	40 mm

Ø 2,4 mm

Ref.	Long.
0024-006	6 mm
0024-008	8 mm
0024-010	10 mm
0024-012	12 mm
0024-014	14 mm
0024-016	16 mm

Ref.	Long.
0024-018	18 mm
0024-020	20 mm
0024-022	22 mm
0024-024	24 mm
0024-026	26 mm
0024-028	28 mm

Ref.	Long.
0024-030	30 mm
0024-032	32 mm
0024-034	34 mm
0024-036	36 mm
0024-038	38 mm
0024-040	40 mm



Tornillos de cortical
Cortical screws

Tornillos corticales autoroscantes

Cortical self-taping screws

Ø 2,7 mm

Ref.	Long.
0027-006	6 mm
0027-008	8 mm
0027-010	10 mm
0027-012	12 mm
0027-014	14 mm
0027-016	16 mm
0027-018	18 mm
0027-020	20 mm
0027-022	22 mm
0027-024	24 mm
0027-026	26 mm
0027-028	28 mm

Ref.	Long.
0027-030	30 mm
0027-032	32 mm
0027-034	34 mm
0027-036	36 mm
0027-038	38 mm
0027-040	40 mm


Ø 3,5 mm

Ref.	Long.
0035-010	10 mm
0035-012	12 mm
0035-014	14 mm
0035-016	16 mm
0035-018	18 mm
0035-020	20 mm
0035-022	22 mm
0035-024	24 mm
0035-026	26 mm
0035-028	28 mm

Ref.	Long.
0035-030	30 mm
0035-032	32 mm
0035-034	34 mm
0035-036	36 mm
0035-038	38 mm
0035-040	40 mm
0035-045	45 mm
0035-050	50 mm
0035-055	55 mm
0035-060	60 mm



Placas rectas cortables
Cuttable straight plates



Placas DCP
DCP plates



Placas convencionales

Conventional plates

Placas rectas cortables / Cut-to-length plate

Ref.	Tornillo/Screw	Ancho/width	Grosor/Thickness	Long.	Orificios/Holes
1515E-020	Ø 1,5 mm	4 mm	1,5 mm	100 mm	20 ○
1515A-020	Ø 1,5 mm	5 mm	1,5 mm	100 mm	20 ○
2020-020	Ø 2 mm	5 mm	1,5 mm	100 mm	20 ○
2020-025	Ø 2 mm	7,5 mm	2 mm	150 mm	25 ○
2727-020	Ø 2,7 mm	8 mm	2,5 mm	140 mm	18 ○

○ Orificios redondos / round holes
 ○ Orificios ovalados / oval holes

Placas DCP / DCP plates

Para tornillo / For screw: Ø 1,5 mm
 Ancho / Width: 4 mm
 Grosor / Thickness: 1,5 mm

Ref.	Long.	Orificios Holes
1515-004	23,5 mm	4
1515-005	28,5 mm	5
1515-006	33,5 mm	6
1515-007	38,5 mm	7
1515-008	43,5 mm	8
1515-009	48,5 mm	9
1515-010	53,5 mm	10
1515-011	58,5 mm	11
1515-012	63,5 mm	12

Para tornillo / For screw: Ø 2 mm
 Ancho / Width: 5 mm
 Grosor / Thickness: 1,5 mm

Ref.	Long.	Orificios Holes
2020-004	22 mm	4
2020-005	27 mm	5
2020-006	32 mm	6
2020-007	37 mm	7
2020-008	42 mm	8
2020-009	48 mm	9
2020-010	65 mm	10
2020-011	71 mm	11
2020-012	76 mm	12

Para tornillo / For screw: Ø 2,4 mm
 Ancho / Width: 6,7 mm | Grosor / Thickness: 2,5 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
2424-004	31,15 mm	4
2424-005	38,15 mm	5
2424-006	45,15 mm	6
2424-007	52,15 mm	7
2424-008	59,15 mm	8

Ref.	Long.	Orificios/Holes
2424-009	66,15 mm	9
2424-010	73,15 mm	10
2424-011	80,15 mm	11
2424-012	87,15 mm	12



Placas DCP
DCP plates



Placas convencionales / Conventional plates

Para tornillo / For screw: Ø 2,7 mm

Ancho / Width: 8 mm | Grosor / Thickness: 2,5 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
2727-004	36 mm	4
2727-005	44 mm	5
2727-006	52 mm	6
2727-007	60 mm	7
2727-008	68 mm	8
2727-009	76 mm	9

Ref.	Long.	Orificios/Holes
2727-010	84 mm	10
2727-011	92 mm	11
2727-012	100 mm	12

Para tornillo / For screw: Ø 3,5 mm

Ancho / Width: 10,2 mm | Grosor / Thickness: 3 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
3535E-004	49 mm	4
3535E-005	61 mm	5
3535E-006	73 mm	6
3535E-007	85 mm	7
3535E-008	97 mm	8
3535E-009	109 mm	9

Ref.	Long.	Orificios/Holes
3535E-010	121 mm	10
3535E-011	133 mm	11
3535E-012	145 mm	12

Para tornillo / For screw: Ø 3,5 mm

Ancho / Width: 12 mm | Grosor / Thickness: 4 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
3535A-004	49 mm	4
3535A-005	61 mm	5
3535A-006	73 mm	6
3535A-007	85 mm	7
3535A-008	97 mm	8
3535A-009	109 mm	9

Ref.	Long.	Orificios/Holes
3535A-010	121 mm	10
3535A-011	133 mm	11
3535A-012	145 mm	12



Placas de reconstrucción
Reconstruction plate



Placas en T
T plates



Placas convencionales / Conventional plates

Placas de reconstrucción / Reconstruction plate

Para tornillo / For screw: Ø 1,5 mm
Ancho / Width: 4 mm
Grosor / Thickness: 1,2 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
15RC-020	100 mm	20 

Para tornillo / For screw: Ø 2 mm
Ancho / Width: 5 mm
Grosor / Thickness: 1,5 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
20RC-021	150 mm	30 

Para tornillo / For screw: Ø 2,7 mm
Ancho / Width: 7 mm
Grosor / Thickness: 2 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
27RC-022	150 mm	25 

Para tornillo / For screw: Ø 2,7 mm
Ancho / Width: 7 mm
Grosor / Thickness: 2,5 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
27RC-023	190 mm	24 

Para tornillo / For screw: Ø 3,5 mm
Ancho / Width: 10 mm
Grosor / Thickness: 3 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
35RC-024	260 mm	22 

 Orificios redondos / round holes
 Orificios ovalados / oval holes

Placas en T / T plates


Ref.	Tornillo Screw	Long. Length	Ancho cabeza Head width	Ancho cola Width plate shaft	Grosor Thickness	Orificios/Holes cabeza - cola head - shaft
T-15	Ø 1,5 mm	27 mm	7 mm	4 mm	1,5 mm	2 - 4
T-20C	Ø 2 mm	28 mm	9 mm	5 mm	1,5 mm	2 - 3
T-20L	Ø 2 mm	35 mm	9 mm	5 mm	1,5 mm	2 - 4
T-27	Ø 2,7 mm	55 mm	12,5 mm	7 mm	2,5 mm	2 - 5
T-27C	Ø 2,7 mm	40 mm	16 mm	8 mm	2,5 mm	3 - 3
T-35	Ø 3,5 mm	80 mm	18 mm	11 mm	3 mm	2 - 5
T-35C	Ø 3,5 mm	55 mm	22 mm	10 mm	3 mm	3 - 3
T-35L	Ø 3,5 mm	78 mm	24 mm	12 mm	3 mm	3 - 4



Placas orificios redondos
Round hole plates



Placas sostén
Butress plates



Placas convencionales / *Conventional plates*

Placas orificios redondos / *Round hole plates*

Para tornillo / For screw: Ø 2,0/2,4/2,7 mm

Ancho / Width: 7 mm | Grosor / Thickness: 2 mm

Ref.	Long.	Orificios/Holes
2027-004	34 mm	4
2027-005	40 mm	5
2027-006	46 mm	6
2027-007	52 mm	7
2027-008	58 mm	8

Ref.	Long.	Orificios/Holes
2027-009	64 mm	9
2027-010	70 mm	10
2027-011	73 mm	11
2027-012	78 mm	12

Placas sostén / *Butress plates*

Para tornillo / For screw: Ø 2 mm

Ancho / Width: 6 mm | Grosor / Thickness: 2 mm


Ref.	Long. X	Long. Y	Orificios/Holes
2020-070	70 mm	36 mm	3 - 3
2020-080	80 mm	46 mm	3 - 3
2020-090	90 mm	44 mm	4 - 4
2020-100	100 mm	54 mm	4 - 4

Para tornillo / For screw: Ø 2,4 mm

Ancho / Width: 7 mm | Grosor / Thickness: 2,5 mm

Ref.	Long. X	Long. Y	Orificios/Holes
2424-070	70 mm	30,5 mm	3 - 3
2424-080	80 mm	40,5 mm	3 - 3
2424-090	90 mm	50,5 mm	4 - 4
2424-100	100 mm	60,5 mm	4 - 4

Placas sostén
Butress plates



Placas convencionales / Conventional plates

Para tornillo / For screw: Ø 2,7 mm

Ancho / Width: 8 mm | Grosor / Thickness: 2,5 mm

Ref.	Long. X	Long. Y	Orificios/Holes
2727-070	70 mm	33 mm	3 - 3
2727-080	80 mm	43 mm	3 - 3
2727-090	90 mm	39 mm	4 - 4
2727-100	100 mm	49 mm	4 - 4
2727-110	110 mm	59 mm	4 - 4
2727-120	120 mm	71 mm	4 - 4
2727-130	130 mm	79 mm	4 - 4

Para tornillo / For screw: Ø 3,5 mm

Ancho / Width: 10,2 mm | Grosor / Thickness: 3,2 mm

Ref.	Long. X	Long. Y	Orificios Holes
3535E-100	100 mm	34,4 mm	4 - 4
3535E-120	120 mm	54,4 mm	4 - 4
3535E-140	140 mm	74,4 mm	4 - 4
3535E-160	160 mm	94,4 mm	4 - 4

Para tornillo / For screw: Ø 3,5 mm

Ancho / Width: 12 mm | Grosor / Thickness: 4 mm

Ref.	Long. X	Long. Y	Orificios Holes
3535A-100	100 mm	34,4 mm	4 - 4
3535A-120	120 mm	54,4 mm	4 - 4
3535A-140	140 mm	74,4 mm	4 - 4
3535A-160	160 mm	94,4 mm	4 - 4
3535A-180	180 mm	114,4 mm	4 - 4



Placas cobra
Cobra plates



Placas bandera
Flag plates



Placas convencionales / Conventional plates

Placas CTWO / CTWO plates

Placas cobra / Cobra plates

Ref.	Long.	Cabeza / Head		Cola Plate shaft	Grosor Thickness	Tornillo Screw	Orificios/Holes
		Ancho Width	Alto Height				cabeza - cola head - shaft
CTWO-20	39 mm	10 mm	12 mm	6 mm	2 mm	2 mm	4 - 3
CTWO-24	42,5 mm	12 mm	15 mm	6,5 mm	2,5 mm	2,4 mm	4 - 3
CTWO-27C	48 mm	14 mm	19 mm	8 mm	2,5 mm	2,7 mm	4 - 3
CTWO-27L	59 mm	16 mm	21 mm	10 mm	2,5 mm	2,7 mm	4 - 4
CTWO-27G	66 mm	17 mm	23 mm	11 mm	2,5 mm	2,7 mm	4 - 4
CTWO-3	69 mm	18 mm	28 mm	12 mm	3 mm	3,5 mm	4 - 3
CTWO-4	80 mm	18 mm	28 mm	12 mm	3 mm	3,5 mm	4 - 4
CTWO-5	92 mm	18 mm	28 mm	12 mm	3 mm	3,5 mm	4 - 5
CTWO-4SF	78 mm	16 mm	20 mm	12 mm	3 mm	3,5 mm	4 - 4

Placas bandera / Flag plates

Ancho cabeza / Width head: 24 mm | Ancho cola / Plate shaft: 12 mm

Grosor / Thickness: 3 mm

Ref.	Tornillo Screw	Long.	Bandera Flag	Orificios/Holes
				cabeza - cola head - shaft
CTWO-D3	Ø 3,5 mm	67 mm	derecha / right	6 - 3
CTWO-I3	Ø 3,5 mm	67 mm	izquierda / left	6 - 3
CTWO-D4	Ø 3,5 mm	80 mm	derecha / right	6 - 4
CTWO-I4	Ø 3,5 mm	80 mm	izquierda / left	6 - 4
CTWO-D5	Ø 3,5 mm	92 mm	derecha / right	6 - 5
CTWO-I5	Ø 3,5 mm	92 mm	izquierda / left	6 - 5

Ancho cabeza / Width head: 28 mm | Ancho cola / Plate shaft: 13 mm

Grosor / Thickness: 4 mm

Ref.	Tornillo Screw	Long.	Bandera Flag	Orificios/Holes
				cabeza - cola head - shaft
CTWO-DG	Ø 3,5 mm	110 mm	derecha / right	6 - 5
CTWO-IG	Ø 3,5 mm	110 mm	izquierda / left	6 - 5

Puentes
Bridges



Placas fracturas
supracondilares de fémur
*Supracondilar femoral
fractures plates*



Placa Miami
Miami plate



Placas convencionales / Conventional plates

Puentes / Bridges

Ref.	Puente/Bridges	Ref.	Puente/Bridges
P6	6 mm	P12	12 mm
P9	9 mm	P15	15 mm

Placas fracturas supracondilares de fémur

Supracondilar femoral fractures plates

Fémur derecho / Right femoral

Ref.	Long.	Ancho/ Width	Grosor/ Thickness
FED-20	51 mm	6 mm	1,5 mm
FED-27	71 mm	8 mm	2,5 mm
FED-35E	105 mm	10 mm	4 mm
FED-35A	135 mm	12,5 mm	4 mm

Fémur izquierdo / Left femoral

Ref.	Long.	Ancho/ Width	Grosor/ Thickness
FEI-20	51 mm	6 mm	1,5 mm
FEI-27	71 mm	8 mm	2,5 mm
FEI-35E	105 mm	10 mm	4 mm
FEI-35A	135 mm	12,5 mm	4 mm

Placas triple osteotomía de cadera

Triple pelvic osteotomy plates

Placa Miami de / Miami plate 24º

Orificios / Holes 10

Ref.	Orientación / Orientation
2582-012	Derecha / Right
2582-112	Izquierda / Left

Izquierdo / Left

Ref.	Grados Degrees	Tornillo Screw
2581-027	25º	2,7 mm
2581-020	20º	3,5 mm
2581-030	30º	3,5 mm
2581-040	40º	3,5 mm

Derecha / Right

Ref.	Grados Degrees	Tornillo Screw
2580-027	25º	2,7 mm
2580-020	20º	3,5 mm
2580-030	30º	3,5 mm
2580-040	40º	3,5 mm

Placas híbridas de
panartrodesis de tarso /
*Hybrid plates for tarsal
panarthrode*



Placas híbridas de panartrodesis de tarso

Hybrid plates for tarsal panarthrodesis

Lateral izquierdo / Left side

Ref.	Tornillo/Screw		Grados Degrees
	Proximal	Distal	
T35-035I	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	130°
T35-027I	Ø 3,5 mm	Ø 2,7 mm	130°
T27-020I	Ø 2,7 mm	Ø 2 mm	130°
T20-020I	Ø 2 mm	Ø 2 mm	130°
T24-20I	Ø 2,4 mm	Ø 2 mm	130°
T20-15I	Ø 2 mm	Ø 1,5 mm	130°
TG24-20I*	Ø 2,4 mm	Ø 2 mm	100°
TG20-15I*	Ø 2 mm	Ø 1,5 mm	100°

Lateral derecho / Right side

Ref.	Tornillo/Screw		Grados Degrees
	Proximal	Distal	
T35-035D	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	130°
T35-027D	Ø 3,5 mm	Ø 2,7 mm	130°
T27-020D	Ø 2,7 mm	Ø 2 mm	130°
T20-020D	Ø 2 mm	Ø 2 mm	130°
T24-020D	Ø 2,4 mm	Ø 2 mm	130°
T20-015D	Ø 2 mm	Ø 1,5 mm	130°
TG24-020D*	Ø 2,4 mm	Ø 2 mm	100°
TG20-015D*	Ø 2 mm	Ø 1,5 mm	100°

*Para gatos/For cats

Pensadas para la colocación lateral. En caso de colocación medial, hay que utilizar la placa de la extremidad contraria.

Designed for lateral placement. For medial placement, the plate of the opposite limb must be used.

Cuña
Wedges




Instrumental y otros implantes



DIS-TTA



GS-TTA



CTP-CI

Placa TTA
TTA Plate



Separador de avance
Forward separator



Cuñas de titanio poroso y su instrumental Porous titanium wedges and their instruments

Cuña de titanio / Titanium wedges

Ref.	Long.	Aguja kirschner Kirschner needle
CTP-3	3 mm	1,2 mm
CTP-4,5	4,5 mm	1,2 mm
CTP-6	6 mm	1,5 mm
CTP-7,5	7,5 mm	1,5 mm
CTP-9	9 mm	1,8 mm
CTP-10,5	10,5 mm	1,8 mm
CTP-12	12 mm	1,8 mm
CTP-13,5	13,5 mm	1,8 mm
CTP-15	15 mm	1,8 mm

Instrumental

Ref.	Descripción / Description
DIS-TTA	Distractor para TTA
GS-TTA	Guía de hoja sierra
CTP-BG	Base guía
CTP-V	Varillas
CTP-P	Perno
CTP-A	Plantilla agujas
CTP-CI	Conjunto Instrumental y otros implantes (base guía, 2 varillas, perno y plantilla agujas)

Placas de brazo inclinado TTA de acero y separador de avance / Steel TTA inclined arm plates and feed separator

Placa TTA / TTA Plate

Ref.	Nº
ATT-BI1	1
ATT-BI2	2
ATT-BI3	3
ATT-BI4	4
ATT-BI5	5
ATT-BI6	6
ATT-BI7	7
ATT-BI8	8

Separador de avance Forward separator

Ref.	Dimensiones Dimensions
S-3-7D	3 x 7 mm
S-3-10D	3 x 10 mm
S-4,5-7D	4,5 x 7 mm
S-4,5-9D	4,5 x 9 mm
S-4,5-12D	4,5 x 12 mm
S-6-13D	6 x 13 mm
S-6-16D	6 x 16 mm
S-6-19D	6 x 19 mm
S-7,5-16D	7,5 x 16 mm
S-7,5-19D	7,5 x 19 mm

Ref.	Dimensiones Dimensions
S-9-19D	9 x 19 mm
S-9-22D	9 x 22 mm
S-10,5-19D	10,5 x 19 mm
S-10,5-22D	10,5 x 22 mm
S-12-19D	12 x 19 mm
S-12-22D	12 x 22 mm
S-12-25D	12 x 25 mm



Placas híbridas panartrodesis
carpal rectas
*Straight Carpal Panarthrodesis
Hybrid Plates*



Placas híbridas panartrodesis
carpal escalonadas / *Stepped
hybrid plates for carpal
panarthrodesis*




Placas híbridas panartrodesis carpal rectas *Straight Carpal Panarthrodesis Hybrid Plates*

Ref.	Tornillo Screw	Long.
P35-035L	3,5 - 3,5 mm	152 mm
P35-035	3,5 - 3,5 mm	140 mm
P35-027L	3,5 - 2,7 mm	118 mm
P35-027C	3,5 - 2,7 mm	100 mm
P27-020L	2,7 - 2 mm	80 mm
P27-020C	2,7 - 2 mm	76 mm
P20-020	2 - 2 mm	57 mm
P20-015*	2 - 1,5 mm	53 mm

*Para gatos/For cats

Placas híbridas panartrodesis carpal escalonadas *Stepped hybrid plates for carpal panarthrodesis*

Ref.	Tornillo Screw	Long. total	Long. A	Kg orientativo Approximate Kg
AR35-35L	3,5 - 2,7 - 3,5 mm	162 mm	90 mm	+ 45 kg
AR35-27EL	3,5 - 2,7 - 2,7 mm	158 mm	86,5 mm	+ 45 kg
AR35-27E	3,5 - 2,7 - 2,7 mm	148 mm	76,5 mm	35 - 35 kg
AR35-27LL	3,5 - 2,7 - 2,7 mm	129 mm	76,5 mm	15 - 30 kg
AR35-27L	3,5 - 2,7 - 2,7 mm	120 mm	66,5 mm	15 - 30 kg
AR35-27CL	3,5 - 2,7 - 2,7 mm	110 mm	57,5 mm	15 - 30 kg
AR35-27C	3,5 - 2,7 - 2,7 mm	101 mm	47,5 mm	15 - 30 kg
AR27-20L	2,7 - 2 - 2 mm	110 mm	60 mm	8 - 15 kg
AR27-20	2,7 - 2 - 2 mm	100 mm	50 mm	8 - 15 kg
AR24-20L	2,4 - 2 - 2 mm	85 mm	46 mm	- 8 kg
AR24-20	2,4 - 2 - 2 mm	76 mm	36 mm	- 8 kg



Placas bloqueadas de tornillos de cortical

Screw locked plates cortical

Placas bloqueadas rectas de bajo contacto

Low contact locking plates

Ref.	Tornillo Screw	Orificios Holes	Long.	Ancho Width	Grosor Thickness
PB1515E-020	Ø 1,5 mm	20	100 mm	4 mm	2/1,5 mm
PB1515A-020	Ø 1,5 mm	20	100 mm	5 mm	2/1,5 mm
PB2020-025	Ø 2 mm	25	150 mm	7 mm	2,5/2 mm
PB2424-020	Ø 2,4 mm	20	140 mm	7 mm	3/2,5 mm
PB2727-020	Ø 2,7 mm	20	140 mm	8 mm	3/2,5 mm
PB2727-025	Ø 2,7 mm	19	150 mm	7 mm	3/2,5 mm

Placa bloqueada de reconstrucción

Cut to length reconstruction locking

Ref.	Tornillo Screw	Orificios Holes	Long.	Ancho Width	Grosor Thickness
PB15RC-020	Ø 1,5 mm	20	100 mm	4 mm	2/1,5 mm
PB20RC-021	Ø 2 mm	30	150 mm	5 mm	2,5 mm
PB27RC-022	Ø 2,7 mm	25	150 mm	7 mm	3/2,5 mm
PB27RC-023	Ø 2,7 mm	24	192 mm	8 mm	3/2,5 mm
PB35RC-E24	Ø 3,5 mm	22	260 mm	10,2 mm	4/3,5 mm
PB35RC-A24	Ø 3,5 mm	22	260 mm	12 mm	4/3,5 mm
PB45RC-A25	Ø 4,5 mm	16	300 mm	16 mm	5.0/4.3 mm

Placa bloqueada en T / Locking t plates

Ref.	Tornillo Screw	Long.	Ancho cabeza Head width	Ancho cola width plate shaft	Grosor Thickness
PBT-15	Ø 1,5 mm	26,5 mm	7 mm	4 mm	2 mm
PBT-20C	Ø 2 mm	28 mm	9 mm	5 mm	2,5 mm
PBT-20L	Ø 2 mm	35 mm	9 mm	5 mm	2,5 mm
PBT-27	Ø 2,7 mm	55 mm	13 mm	7 mm	3 mm
PBT-27C	Ø 2,7 mm	40 mm	16 mm	8 mm	3 mm
PBT-35	Ø 3,5 mm	80 mm	18 mm	11 mm	4 mm
PBT-35C	Ø 3,5 mm	55 mm	22 mm	10 mm	4 mm
PBT-35L	Ø 3,5 mm	80 mm	24 mm	12 mm	4 mm

Placas bloqueadas de tornillos de cortical *Screw locked plates cortical*

Placas bloqueadas sostén / *Butress locking-plate*

Tornillo/Screw: Ø 1,5 mm
Ancho/Width: 4 mm
Grosor/Thickness: 2 mm

Ref.	Long.
PB1515-004	24 mm
PB1515-006	34 mm
PB1515-008	44 mm
PB1515-010	54 mm

Tornillo/Screw: Ø 2 mm
Ancho/Width: 7 mm
Grosor/Thickness: 2 mm

Ref.	Long.
PB2020-070	70 mm
PB2020-080	80 mm
PB2020-090	90 mm
PB2020-100	100 mm

Tornillo/Screw: Ø 2,4 mm
Ancho/Width: 7 mm
Grosor/Thickness: 2,5 mm

Ref.	Long.
PB2424-070	70 mm
PB2424-080	80 mm
PB2424-090	90 mm
PB2424-100	100 mm

Tornillo/Screw: Ø 2,7 mm
Ancho/Width: 8 mm
Grosor/Thickness: 3 mm

Ref.	Long.
PB2727-070	70 mm
PB2727-080	80 mm
PB2727-090	90 mm
PB2727-100	100 mm
PB2727-110	110 mm
PB2727-120	120 mm
PB2727-130	130 mm

Tornillo/Screw: Ø 3,5 mm
Ancho/Width: 10,2 mm
Grosor/Thickness: 4 mm

Ref.	Long.
PB3535E-100	100 mm
PB3535E-120	120 mm
PB3535E-140	140 mm
PB3535E-160	160 mm

Tornillo/Screw: Ø 3,5 mm
Ancho/Width: 12 mm
Grosor/Thickness: 4 mm

Ref.	Long.
PB3535A-100	100 mm
PB3535A-120	120 mm
PB3535A-140	140 mm
PB3535A-160	160 mm
PB3535A-180	180 mm

Placas fracturas supracondilares de fémur

Supracondilar femoral fractures plates

Fémur derecho / *Right femoral*

Ref.	Long.	Ancho Width	Grosor Thickness
PBFED-20	51 mm	6 mm	1,5 mm
PBFED-27	71 mm	8 mm	2,5 mm
PBFED-35E	105 mm	10 mm	4 mm
PBFED-35A	135 mm	12,5 mm	4 mm

Fémur izquierdo / *Left femoral*

Ref.	Long.	Ancho Width	Grosor Thickness
PBFEI-20	51 mm	6 mm	1,5 mm
PBFEI-27	71 mm	8 mm	2,5 mm
PBFEI-35E	105 mm	10 mm	4 mm
PBFEI-35A	135 mm	12,5 mm	4 mm

Placas bloqueadas de tornillos de cortical

Screw locked plates cortical

Placas bloqueadas para la osteotomía craneal de la tibia (cuña) y otras aplicaciones / *Locking Plates for Cranial Tibia Osteotomy and Other Applications*

Placas cobra / *Cobra plates*

Ref.	Long.	Cabeza / Head		Cola Plate shaft	Grosor Thickness	Tornillo Screw	Orificios/Holes
		Ancho Width	Alto Height				cabeza - cola head - shaft
PBCTWO-20	39 mm	10 mm	12 mm	6 mm	2 mm	2 mm	4 - 3
PBCTWO-24	42,5 mm	12 mm	15 mm	6,5 mm	2,5 mm	2,4 mm	4 - 3
PBCTWO-27C	48 mm	14 mm	19 mm	8 mm	2,5 mm	2,7 mm	4 - 3
PBCTWO-27L	59 mm	16 mm	21 mm	10 mm	2,5 mm	2,7 mm	4 - 4
PBCTWO-27G	66 mm	17 mm	23 mm	11 mm	2,5 mm	2,7 mm	4 - 4
PBCTWO-3	69 mm	18 mm	28 mm	12 mm	3 mm	3,5 mm	4 - 3
PBCTWO-4	80 mm	18 mm	28 mm	12 mm	3 mm	3,5 mm	4 - 4
PBCTWO-5	92 mm	18 mm	28 mm	12 mm	3 mm	3,5 mm	4 - 5
PBCTWO-4SF	78 mm	16 mm	20 mm	12 mm	3 mm	3,5 mm	4 - 4

Placas bandera / *Flag plates*

Para tornillo / *For screw*: Ø 3,5 mm

Ref.	Bandera	Long.	Ancho cabeza Head width	Ancho cola Width plate shaft	Grosor Thickness	Orificios/Holes
						cabeza - cola head - shaft
PBCTWO-D4	derecha	80	24 mm	12 mm	3 mm	6 - 4
PBCTWO-I4	izquierda	80	24 mm	12 mm	3 mm	6 - 4
PBCTWO-D5	derecha	92	24 mm	12 mm	3 mm	6 - 5
PBCTWO-I5	izquierda	92	24 mm	12 mm	3 mm	6 - 5
PBCTWO-DG	derecha	110	28 mm	13 mm	4 mm	6 - 5
PBCTWO-IG	izquierda	110	28 mm	13 mm	4 mm	6 - 5

Placas acetabulares / *Acetabular plates*

Ref.	Tornillo/Screw
PBACET-020	Ø 2 mm
PBACET-027	Ø 2,7 mm
PBACET-035	Ø 3,5 mm

Placas bloqueadas de tornillos de cortical *Screw locked plates cortical*

Placas doble/triple osteotomía de cadera *Double/triple pelvic osteotomy plates*

Placa bloqueo doble

Izquierdo / *Left*

Ref.	Grados <i>Degrees</i>	Tornillo <i>Screw</i>
PBDPO-25I	25°	3,5 mm
PBDPO-35I	35°	3,5 mm

Derecha / *Right*


Ref.	Grados <i>Degrees</i>	Tornillo <i>Screw</i>
PBDPO-25D	25°	3,5 mm
PBDPO-35D	35°	3,5 mm

Placa síndrome compartimento medial del codo *Medial compartment disease plates*

Ref.	Long. total	Paso <i>Step</i>	Tornillo <i>Screw</i>
PBMCD-02	70 mm	2,5 mm	3,5 mm

Placas de bloqueo panartrodesis carpal escalonadas *Stepped hybrid locking plates for carpal panarthrodesis*

Ref.	Tornillo/ <i>Screw</i>	Long. total	Long. A	Kg orientativo/ <i>Approximate Kg</i>
PBAR35 - 35L	3,5 - 2,7 mm	162 mm	90 mm	+ 45 kg
PBAR35 - 27EL	3,5 - 2,7 - 2 mm	158 mm	86,5 mm	+ 45 kg
PBAR35 - 27E	3,5 - 2,7 - 2 mm	148 mm	76,5 mm	35 - 35 kg
PBAR35 - 27LL	3,5 - 2,7 - 2 mm	129 mm	76,5 mm	15 - 30 kg
PBAR35 - 27L	3,5 - 2,7 - 2 mm	120 mm	66,5 mm	15 - 30 kg
PBAR35 - 27CL	3,5 - 2,7 - 2 mm	110 mm	57,5 mm	15 - 30 kg
PBAR35 - 27C	3,5 - 2,7 - 2. mm	101 mm	47,5 mm	15 - 30 kg
PBAR27 - 20L	2,7 - 2 - 1,5 mm	85 mm	46 mm	8 - 15 kg
PBAR27 - 20	2,7 - 2 - 1,5 mm	76 mm	36 mm	8 - 15 kg
PBAR24 - 20L	2,4 - 2 - 1,5 mm	85 mm	46 mm	- 8 kg
PBAR24 - 20	2,4 - 2 - 1,5 mm	76 mm	36 mm	- 8 kg





Placas rectas cortables
Cuttable straight plates



Placas de bloqueo tornillos cónicos

Locking screws

Placas rectas cortables / *Cuttable straight plates*

Para tornillos: Ø 1,5 mm

Ref.	Ancho	Orificios/Holes	Long.
LP15-020	4 mm	20	100 mm
LP15-021	5 mm	20	100 mm

Para tornillos: Ø 2 mm

Ref.	Ancho	Orificios/Holes	Long.
LP20-021	5 mm	30	150 mm
LP20-025	7,5 mm	25	150 mm

Para tornillos: Ø 2,4 mm

Ref.	Ancho	Orificios/Holes	Long.
LP24-020	6 mm	20	114 mm

Para tornillos: Ø 2,7 mm

Ref.	Ancho	Orificios/Holes	Long.
LP27-020	8	15	150 mm
LP27-022	7	25	150 mm
LP27-023	8	22	192 mm
LP27-025	7,5	25	150 mm

Para tornillos: Ø 3,5 mm

Ref.	Ancho	Orificios/Holes	Long.
LP35-E24	10 mm	22	260 mm
LP35-A24	12 mm	22	260 mm



Tornillos de bloqueo
Locking screws



Placas de bloqueo tornillos cónicos / *Locking screws*

Tornillos de bloqueo / *Locking screws*

Ø 1,5 mm

Ref.	Long.
TB15-006	6 mm
TB15-007	7 mm
TB15-008	8 mm
TB15-009	9 mm
TB15-010	10 mm
TB15-011	11 mm
TB15-012	12 mm
TB15-014	14 mm
TB15-016	16 mm
TB15-018	18 mm
TB15-020	20 mm

Ø 2,7 mm

Ref.	Long.
TB27-006	6 mm
TB27-008	8 mm
TB27-010	10 mm
TB27-012	12 mm
TB27-014	14 mm
TB27-015	15 mm
TB27-016	16 mm
TB27-018	18 mm
TB27-020	20 mm
TB27-022	22 mm
TB27-024	24 mm
TB27-026	26 mm
TB27-028	28 mm
TB27-030	30 mm
TB27-032	32 mm
TB27-034	34 mm

Ø 2 mm

Ref.	Long.
TB20-006	6 mm
TB20-007	7 mm
TB20-008	8 mm
TB20-009	9 mm
TB20-010	10 mm
TB20-011	11 mm
TB20-012	12 mm
TB20-014	14 mm
TB20-015	15 mm
TB20-016	16 mm
TB20-018	18 mm
TB20-020	20 mm
TB20-022	22 mm
TB20-024	24 mm
TB20-026	26 mm
TB20-028	28 mm
TB20-030	30 mm

Ø 3,5 mm

Ref.	Long.
TB35-010	10
TB35-012	12
TB35-014	14
TB35-015	15
TB35-016	16
TB35-018	18
TB35-020	20
TB35-022	22
TB35-024	24
TB35-026	26

Ø 2,4 mm

Ref.	Long.
TB24-006	6 mm
TB24-007	7 mm
TB24-008	8 mm
TB24-009	9 mm
TB24-010	10 mm
TB24-011	11 mm
TB24-012	12 mm
TB24-014	14 mm
TB24-015	15 mm
TB24-016	16 mm
TB24-018	18 mm
TB24-020	20 mm
TB24-022	22 mm
TB24-024	24 mm
TB24-026	26 mm
TB24-028	28 mm
TB24-030	30 mm

Ref.	Long.
TB35-028	28
TB35-030	30
TB35-032	32
TB35-034	34
TB35-036	36
TB35-038	38
TB35-040	40
TB35-045	45
TB35-050	50



Placas multiples orificios
Multiple hole plates



Placas de bloqueo tornillos cónicos / Locking screws

Placas multiples orificios

Multiple hole plates

Para tornillo / For screw: Ø 1,5 mm

Ancho / Width: 5 mm

Ref.	Nº orif.	Long.
LP15-004	4	27,5 mm
LP15-005	5	34,5 mm
LP15-006	6	41,5 mm
LP15-007	7	48,5 mm
LP15-008	8	55,5 mm
LP15-009	9	62,5 mm
LP10-010	10	69,5 mm

Para tornillo / For screw: Ø 2,4 mm

Ancho / Width: 6,5 mm

Ref.	Nº orif.	Long.
LP24-004	4	32 mm
LP24-005	5	40 mm
LP24-006	6	48 mm
LP24-007	7	56 mm
LP24-008	8	64 mm
LP24-009	9	72 mm
LP24-010	10	80 mm
LP24-012	12	96 mm
LP24-014	14	108 mm

Para tornillo / For screw: 3,5 mm

Ancho / Width: 10,2 mm

Ref.	Nº orif.	Long.
LP35-004	4	54 mm
LP35-005	5	67 mm
LP35-006	6	80 mm
LP35-007	7	93 mm
LP35-008	8	106 mm
LP35-009	9	119 mm
LP35-010	10	132 mm
LP35-011	11	145 mm
LP35-012	12	157 mm
LP35-013	13	170 mm
LP35-014	14	183 mm
LP35-015	15	195 mm
LP35-016	16	210 mm

Para tornillo / For screw: Ø 2 mm

Ancho / Width: 5,5 mm

Ref.	Nº orif.	Long.
LP20-004	4	27,5 mm
LP20-005	5	34,5 mm
LP20-006	6	41,5 mm
LP20-007	7	48,5 mm
LP20-008	8	55,5 mm
LP20-009	9	62,5 mm
LP20-010	10	69,5 mm
LP20-012	12	83,5 mm
LP20-014	14	91,5 mm

Para tornillo / For screw: Ø 2,7 mm

Ancho / Width: 7,5 mm

Ref.	Nº orif.	Long.
LP27-004	4	36 mm
LP27-005	5	45 mm
LP27-006	6	54 mm
LP27-007	7	63 mm
LP27-008	8	72 mm
LP27-009	9	81 mm
LP27-010	10	90 mm
LP27-012	12	108 mm
LP27-014	14	126 mm
LP27-015	15	135 mm
LP27-016	16	145 mm



Placas de sosten
Support plates



Placas síndrome compartimento
medial del codo
*Plates for medial elbow
compartment disease*



Placas acetabulares
Acetabular plates



Placas de bloqueo tornillos cónicos / *Locking screws*

Placas de sostén / *Support plates*

Para tornillo/*For screw:*
Ø 1,5 mm
Ancho / *Width:* 5,5 mm

Ref.	Long.
LP15-024	24 mm
LP15-034	34 mm
LP15-044	44 mm
LP15-054	54 mm

Para tornillo/*For screw:*
Ø 2 mm
Ancho / *Width:* 6 mm

Ref.	Long.
LP20-070	70 mm
LP20-080	80 mm
LP20-090	90 mm
LP20-100	100 mm

Para tornillo/*For screw:*
Ø 2,4 mm
Ancho / *Width:* 6 mm

Ref.	Long.
LP24-070	70
LP24-080	80
LP24-090	90
LP24-100	100

Para tornillo/*For screw:*
Ø 2,7 mm
Ancho / *Width:* 8 mm

Ref.	Long.
LP27-070	70
LP27-080	80
LP27-090	90
LP27-100	100
LP27-110	110
LP27-120	120
LP27-130	130

Para tornillo/*For screw:*
3,5 mm estrechas
Ancho / *Width:* 10,2 mm

Ref.	Long.
LP35E-100	100
LP35E-120	120
LP35E-140	140
LP35E-160	160

Para tornillo/*For screw:*
3,5 mm estrechas
Ancho / *Width:* 12 mm

Ref.	Long.
LP35A-100	100
LP35A-120	120
LP35A-140	140
LP35A-160	160
LP35A-180	180

Placas síndrome compartimento medial del codo / *Plates for medial elbow compartment disease*

Ref.	Tornillo/ <i>Screw</i>
LPMCD-35	Placas tornillos 3,5 mm

Placas acetabulares / *Acetabular plates*

Ref.	Tornillo/ <i>Screw</i>
LPACET-20	Placas tornillos 2,0
LPACET-27	Placas tornillos 2,7
LPACET-35	Placas tornillos 3,5



Cabeza de 2 orificios
2 hole head



Cabeza de 3 orificios
3 hole head



Forma de trébol
Clover shape



Placas en T cortables
Cuttable T plates



INSORVET

Placas de bloqueo tornillos cónicos / *Locking screws*

Placas en T / *T plates*

Cabeza de 2 orificios / *2 hole head*

Ref.	Ancho cabeza <i>Head thickness</i>	Long.	Tornillo <i>Screw</i>	Orificios/Holes <i>cabeza head - cola shaft</i>
LPT-15-2	7 mm	27 mm	1,5 mm	2 - 4
LPT-20C-2	9 mm	28 mm	2 mm	2 - 3
LPT-20L-2	9 mm	35 mm	2 mm	2 - 3
LPT-24-2	11 mm	45 mm	2,4 mm	2 - 4
LPT-27-2	13 mm	55 mm	2,7 mm	2 - 5
LPT-35-2	16 mm	80 mm	3,5 mm	2 - 5

Cabeza de 3 orificios / *3 hole head*

LPT-15-3	7 mm	27 mm	1,5 mm	3 - 4
LPT-20C-3	9 mm	28 mm	2 mm	3 - 3
LPT-20L-3	9 mm	35 mm	2 mm	3 - 3
LPT-24-3	11 mm	45 mm	2,4 mm	3 - 4
LPT-27-3	13 mm	55 mm	2,7 mm	3 - 5
LPT-35-3	16 mm	80 mm	3,5 mm	3 - 5

Forma de trébol / *Clover shape*

LPT-27C	16 mm	40 mm	2,7 mm	3 - 3
LPT-35C	22 mm	55 mm	3,5 mm	3 - 3
LPT-35L	24 mm	80 mm	3,5 mm	3 - 4

Placas en T cortables / *Cuttable T plates*

Ref.	Ancho cabeza <i>Head thickness</i>	Long.	Tornillo <i>Screw</i>	Orificios/Holes <i>cabeza - cola head - shaft</i>	Ancho <i>Width</i>
LP15-T21	9 mm	103,5 mm	1,5 mm	2 - 18	5 mm
LP20-T21	9 mm	155 mm	2 mm	2 - 28	5 mm
LP20-T25	12 mm	157 mm	2 mm	2 - 23	7,5 mm
LP24-T20	11 mm	126 mm	2,4 mm	2 - 18	6 mm
LP27-T25	14 mm	166 mm	2,7 mm	2 - 18	7,5 mm
LP35-T22	18 mm	270 mm	3,5 mm	3 - 20	10 mm



Placas cobra
Cobra plates



Placas bandera
Flag plates



Placas de bloqueo tornillos cónicos / *Locking screws*

Placas CTWO (cobras y banderas)

CTWO plates (cobra and flags)

Placas cobra / *Cobra plates*


Ref.	Cabeza/Head		Long.	Tornillo Screw	Orificios/Holes
	Ancho Width	Alto Height			cabeza - cola head - shaft
LPCTWO-20	10 mm	12 mm	39 mm	2 mm	4 - 3
LPCTWO-24	12 mm	15 mm	42,5 mm	2,4 mm	4 - 3
LPCTWO-27C	13,5 mm	19 mm	48 mm	2,7 mm	4 - 3
LPCTWO-27L	15,5 mm	21 mm	59 mm	2,7 mm	4 - 4
LPCTWO-27G	17 mm	23 mm	66 mm	2,7 mm	4 - 4

Ref.	Cabeza/Head		Long.	Tornillo Screw	Orificios/Holes
	Ancho Width	Alto Height			cabeza - cola head - shaft
LPCTWO35-3	18 mm	25 mm	67 mm	3,5 mm	4 - 3
LPCTWO35-4	18 mm	25 mm	79 mm	3,5 mm	4 - 4
LPCTWO35-5	18 mm	25 mm	92 mm	3,5 mm	4 - 5
LPCTWO35-4SF	18 mm	16 mm	79 mm	3,5 mm	4 - 4

Placas bandera / *Flag plates*

Ref.	Ancho cabeza Head width	Bandera Flag	Long.	Tornillo Screw	Orificios/Holes
					cabeza - cola head - shaft
LPCTWO35-4D	24,5 mm	Derecha	80 mm	3,5 mm	6 - 4
LPCTWO35-4I	24,5 mm	Izquierda	80 mm	3,5 mm	6 - 4
LPCTWO35-5D	24,5 mm	Derecha	92 mm	3,5 mm	6 - 5
LPCTWO35-5I	24,5 mm	Izquierda	92 mm	3,5 mm	6 - 5
LPCTWO35-DG	28 mm	Derecha	110 mm	3,5 mm	6 - 5
LPCTWO35-IG	28 mm	Izquierda	110 mm	3,5 mm	6 - 5


Placas en forma de stick
Stick-shaped plates



Placas en forma palo de golf
Golf club shaped plates



Placas panartrodesis carpal
escalonadas



Placas de bloqueo tornillos cónicos / Locking screws

Placas supracondilares de fémur

Supracondylar plates of fémur

Placas en forma de stick

Stick-shaped plates

Ref.	Long.	Tornillo/ Screw
LP20-SD	50 mm	2 mm
LP20-SI	50 mm	2 mm

Placas en forma palo de golf

Golf club shaped plates

Ref.	Long.	Tornillo/ Screw
LP20-FED	53 mm	2 mm
LP20-FEI	53 mm	2 mm
LP24-FED	59 mm	2,4 mm
LP24-FEI	59 mm	2,4 mm
LP27-FED	71 mm	2,7 mm
LP27-FEI	71 mm	2,7 mm
LP35E-FED	100 mm	3,5 mm
LP35E-FEI	100 mm	3,5 mm
LP35A-FED	135 mm	3,5 mm
LP35A-FEI	135 mm	3,5 mm

Placas panartrodesis carpal escalonadas

Staggered carpal panarthrodesis plates

Ref.	Tornillo/Screw	Long. total	Long. A	Kg orientativo Approximate Kg
LPAR35-27EL	3,5 - 2,7 mm	158 mm	86,5 mm	+ 45 kg
LPAR35-27E	3,5 - 2,7 mm	148 mm	76,5 mm	30 - 35 kg
LPAR35-27LL	3,5 - 2,7 mm	129 mm	76,5 mm	15 - 30 kg
LPAR35-27L	3,5 - 2,7 mm	120 mm	66,5 mm	15 - 30 kg
LPAR35-27CL	3,5 - 2,7 mm	110 mm	57,5 mm	15 - 30 kg
LPAR35-27C	3,5 - 2,7 mm	101 mm	47,5 mm	15 - 30 kg
LPAR27-020L	2,7 - 2 mm	110 mm	60 mm	8 - 15 kg
LPAR27-020	2,7 - 2 mm	100 mm	50 mm	8 - 15 kg
LPAR24-020L	2,4 - 2 mm	85 mm	46 mm	- 8 kg
LPAR24-020	2,4 - 2 mm	76 mm	36 mm	- 8 kg



Recta
Straight



Curvadas
Curved



INSORVET

Placas de bloqueo tornillos cónicos / Locking screws

Placas TPLO / TPLO plate

Rectas / Straight

Ref.	Tornillo/Screw	Long.
LPTPLOR-20D	2 mm	30 mm
LPTPLOR-20I	2 mm	30 mm
LPTPLOR-24D	2,4 mm	35 mm
LPTPLOR-24I	2,4 mm	35 mm
LPTPLOR-27D	2,7 mm	46 mm
LPTPLOR-27I	2,7 mm	46 mm
LPTPLORS-35D	3,5 mm	55 (small)
LPTPLORS-35I	3,5 mm	55 (small)
LPTPLORM-35D	3,5 mm	64 (medium)
LPTPLORM-35I	3,5 mm	64 (medium)
LPTPLORL-35D	3,5 mm	80 (large)
LPTPLORL-35I	3,5 mm	80 (large)

Curvas / Curved


Ref.	Tornillo/Screw	Long.
LPTPLOC-20D	2 mm	30 mm
LPTPLOC-20I	2 mm	30 mm
LPTPLOC-24D	2,4 mm	35 mm
LPTPLOC-24I	2,4 mm	35 mm
LPTPLOC-27D	2,7 mm	46 mm
LPTPLOC-27I	2,7 mm	46 mm
LPTPLOCS-35D	3,5 mm	60 (small)
LPTPLOCS-35I	3,5 mm	60 (small)
LPTPLOCM-35D	3,5 mm	64 (medium)
LPTPLOCM-35I	3,5 mm	64 (medium)
LPTPLOCL-35D	3,5 mm	80 (large)
LPTPLOCL-35I	3,5 mm	80 (large)



Placas panartrodesis tarsal
Tarsal panarthrodesis plates



Placas panartrodesis tarsal
(colocación dorsal)
*Tarsal panarthrodesis plates
(dorsal placement)*



Placas de bloqueo tornillos cónicos / Locking screws

Placas panartrodesis tarsal

Tarsal panarthrodesis plates

Ref.	Tornillo/Screw	Long. A	Long. B	Grados/ Degrees
LPT20-015D	2 - 1,5 mm	32 mm	32 mm	130º
LPT20-015I	2 - 1,5 mm	32 mm	32 mm	130º
LPT24-020D	2,4 - 2 mm	38 mm	38 mm	130º
LPT24-020I	2,4 - 2 mm	38 mm	38 mm	130º
LPT27-020D	2,7 - 2 mm	41 mm	41 mm	130º
LPT27-020I	2,7 - 2 mm	41 mm	41 mm	130º
LPT35-027D	3,5 - 2,7 mm	55 mm	60 mm	130º
LPT35-027I	3,5 - 2,7 mm	55 mm	60 mm	130º

Pensadas para la colocación lateral. En caso de colocación medial, hay que utilizar la placa de la extremidad contraria.

Designed for lateral placement. For medial placement, the plate of the opposite limb must be used.

Placas panartrodesis tarsal (colocación dorsal)

Tarsal panarthrodesis plates (dorsal placement)

Ref.	Tornillo/Screw
LPTD20-020	2 - 2 mm
LPTD24-020	2,4 - 2 mm
LPTD27-020	2,7 - 2 mm
LPTD35-027	3,5 - 2,7 mm

* Grados de angulación a consultar

Degrees of angulation to be confirmed

Instrumental y otros implantes
Instrumental and other implants

INSORVET

Clavos cerrojados / *Interlocking nails*

Orificios continuos / *Multiple holes*



Ref.	Ø	Long.	Tornillos / Screw
2504-020	4	135	2 mm
2505-027	5	165	2,7 mm
2506-027	6	165	2,7 mm
2507-035	7	165	3,5 mm
2508-035	8	210	3,5 mm
2509-035	9	210	3,5 mm
2510-045	10	210	4,5 mm

Guía externa / *External guide*

Ref.	Clavos/Nails
2500-004	4 - 5 mm
2500-005	6 - 10 mm



Orificios discontinuos / *Four-holes*



Ref.	Ø	Long.	Agujeros distales guía	Tornillos Screw
2514-110	4	110	4+5	2 mm
2514-125	4	125	5+6	2 mm
2514-140	4	140	6+7	2 mm
2515-125	5	125	5+6	2,7 mm
2515-140	5	140	6+7	2,7 mm
2515-155	5	155	7+8	2,7 mm
2516-140	6	140	6+7	2,7 mm
2516-155	6	155	7+8	2,7 mm
2516-170	6	170	8+9	2,7 mm
2516-185	6	185	9+10	2,7 mm
2517-155	7	155	7+8	3,5 mm
2517-170	7	170	8+9	3,5 mm

Ref.	Ø	Long.	Agujeros distales guía	Tornillos Screw
2517-185	7	185	9+10	3,5 mm
2517-200	7	200	10+11	3,5 mm
2518-170	8	170	8+9	3,5 mm
2518-185	8	185	9+10	3,5 mm
2518-200	8	200	10+11	3,5 mm
2518-215	8	215	11+12	3,5 mm
2519-170	9	170	8+9	4,5 mm
2519-185	9	185	9+10	4,5 mm
2519-200	9	200	10+11	4,5 mm
2519-215	9	215	11+12	4,5 mm
2519-230	9	230	12+13	4,5 mm

Steinmann punta trocar / *Steinmann trocar point*

Ref.	Ø	Long.
0440-250	4 mm	250 mm
0450-250	5 mm	250 mm
0460-250	6 mm	250 mm
0470-250	7 mm	250 mm
0480-250	8 mm	250 mm
0490-250	9 mm	250 mm
0410-250	10 mm	250 mm



Guia de broca / *Drill guides*

Ref.	Ø	Ref.	Ø
2500-015	1,5 mm	2500-032	3,2 mm
2500-020	2 mm	2500-035	3,5 mm
2500-025	2,5 mm	2500-045	4,5 mm
2500-027	2,7 mm		



Varilla fijadora del centrador / *Centrator fixateur nail*

Ref.	Ø
VFC-4-5	4 - 5 mm
VFC-6-10	6 - 10 mm



Centrador de clavos cerrojados / *ILN centrator*

Ref.	Ø
CCC-4-5	4 / 5 mm
CCC-6-7	6 / 7 mm
CCC8-10	8 / 9 / 10 mm



Instrumental y otros implantes

Instrumental and other implants

Arandela plana / Flat wash

Ref.	Ø
A-CC-4-5	4 / 5 mm
A-CC-6-10	6 / 10 mm



Arandela grafilada / Graphylated wash

Ref.	Ø
AG-CC-4-5	4 / 5 mm
AG-CC-6-10	6 / 10 mm



Rótulas simples / Single connecting bars clamps

Ref.	Ø
2512-015	1,2 x 1,5 mm
2515-020	1,5 x 2 mm
2520-030	2 x 3 mm
2520-040	2 x 4 mm
2525-040	2,5 x 4 mm
2530-040	3 x 4 mm



Rótulas dobles / Double connecting bars clamps

Ref.	Ø
2512-015D	1,2 x 1,5 mm
2515-020D	1,5 x 2 mm
2520-030D	2 x 3 mm
2520-040D	2 x 4 mm
2525-040D	2,5 x 4 mm
2530-040D	3 x 4 mm



Barras conectoras

Connecting bars length (280 mm)

Ref.	Ø
2500-228	2 mm
2500-328	3 mm
2500-428	4 mm

Elongador de hueso cuadrado *Squared bone lengthening*

Ref.
EL-C



Agujas / Needle

Rosca positiva en punta
Positive thread on tip

Ref.	Ø	Long. rosca <i>Long. thread</i>
RP12-008	1,2 mm	8 mm
RP15-008	1,5 mm	8 mm
RP15-015	1,5 mm	15 mm
RP20-015	2 mm	15 mm
RP20-020	2 mm	20 mm
RP25-015	2,5 mm	15 mm
RP25-025	2,5 mm	25 mm
RP30-020	3 mm	20 mm
RP30-030	3 mm	30 mm
RP40-020	4 mm	20 mm
RP40-030	4 mm	30 mm

Rosca positiva en el centro
Positive thread in the center

Ref.	Ø	Long. rosca <i>Long. thread</i>
RC12-008	1,2 mm	8 mm
RC15-008	1,5 mm	8 mm
RC15-015	1,5 mm	15 mm
RC20-010	2 mm	10 mm
RC20-020	2 mm	20 mm
RC25-020	2,5 mm	20 mm
RC25-030	2,5 mm	30 mm
RC30-020	3 mm	20 mm
RC30-030	3 mm	30 mm
RC40-020	4 mm	20 mm
RC40-030	4 mm	30 mm



Instrumental y otros implantes

Instrumental and other implants

Kirschner de dos puntas trocar / *Two trocar points*

Ref.	Ø	Long.
K-0.8	0,8 mm	285 mm
K-10	1 mm	285 mm
K-12	1,2 mm	285 mm
K-15	1,5 mm	285 mm
K-18	1,8 mm	285 mm
K-20	2 mm	285 mm
K-25	2,5 mm	285 mm
K-30	3 mm	285 mm



Arpones / *Harpoon*

Ref.	Ø	Long.
AC25-010	2,5 mm	10 mm
AC25-015	2,5 mm	15 mm
AC30-015	3 mm	15 mm
AC30-020	3 mm	20 mm
AC30-025	3 mm	25 mm
AC40-020	4 mm	20 mm
AC40-025	4 mm	25 mm
AC40-030	4 mm	30 mm



Brocas / Drill

Lisas / Bits

Ref.	Ø	Long.
B-11	1,1 mm	60 mm
B-15	1,5 mm	90 mm
B-18	1,8 mm	100 mm
B-20	2 mm	100 mm
B-25	2,5 mm	130 mm
B-27	2,7 mm	130 mm
B-28	2,8 mm	130 mm
B-32	3,2 mm	130 mm
B-35	3,5 mm	130 mm
B-45	4,5 mm	130 mm



De Anclaje rápido / Quick fit

Ref.	Ø	Long.
BA-11	1,1 mm	60 mm
BA-15	1,5 mm	85 mm
BA-20	2 mm	100 mm
BA-25	2,5 mm	110 mm
BA-27	2,7 mm	100 mm
BA-32	3,2 mm	145 mm
BA-35	3,5 mm	110 mm
BA-45	4,5 mm	145 mm



Guías de broca / Drill guides

Ref.	Brocas Drill	Placa Plate	Tornillos Screw
GBTC-15	1,1 mm	Placas LP	1,5 mm
GBTC-20	1,5 mm	Placas LP	2 mm
GBTC-24	1,8 mm	Placas LP	2,4 mm
GBTC-27	2 mm	Placas LP	2,7 mm
GBTC-35	2,8 mm	Placas LP	3,5 mm



Instrumental y otros implantes *Instrumental and other implants*

Rollos cerclajes *Rolls of soft wire*

Ref.	Ø	Long.
0407-008	0,8 mm	10 m
0407-010	1 mm	10 m
0407-012	1,2 mm	10 m
0407-015	1,5 mm	10 m



Retractores de Kishigamy *Kishigamy retractor*

Ref.	Asas / Hooks
KS-3H	3
KM-3H	3
KL-3H	3
KS-4H	4
KM-4H	4
KL-4H	4

3 Asas / Hooks



4 Asas / Hooks



Atornillador / *Screwdriver*

Con mango / *with handle*

Ref.	Tornillos / <i>Screw</i>
AT-15M	1,5 - 2 - 2,4 mm
AT-27M	2,7 - 3,5 mm
AT-45M	4,5 - 6,5 mm



Anclaje rápido / *Quick fit*

Ref.	Tornillos / <i>Screw</i>
AT-15	1,5 - 2 - 2,4 mm
AT-27	2,7 - 3,5 mm
AT-45	4,5 - 6,5 mm



Torx con Anclaje rápido / *Quick fit*

Ref.	Tornillos / Screw
TX-4	1,5 mm
TX-6	2 mm
TX-8	2,4/2,7 mm
TX-15	3,5 mm



Mango Anclaje rápido *Quick fit / Strait handle with quick fit*

Ref.
MAR-R



Pasamachos / *Tap*

Anclaje rápido / *Quick fit*

Ref.	Tornillos / Screw
PM-15	1,5 mm
PM-20	2 mm
PM-27	2,7 mm
PM-35	3,5 mm
PM-40	4 mm
PM-45	4,5 mm



En T

Ref.	Tornillos / Screw
PM-15T	1,5 mm
PM-20T	2 mm
PM-27T	2,7 mm
PM-35T	3,5 mm
PM-40T	4 mm



Extractor de Tornillos / *Screw*

Ref.	Ø
ET-1520	1,5-2 mm
ET-2735	2,7-3,5 mm
ET-45	4,5 mm



Fresas / *Drills*

Ref.	Ø
F-1	1 mm
F-2	2 mm
F-3	3 mm
F-4	4 mm
F-5	5 mm
F-6	6 mm



Arandelas / *Washers*

Ref.	Ø	Tornillos / <i>Screw</i>
A-45	4,5 mm	2 mm
A-7	7 mm	2,7/3,5/4 mm
A-10	10 mm	2,7/3,5/4 mm
A-13	13 mm	4,5 mm
A-19	19 mm	4,5 mm



Tornillo intrahueso para antibiótico *Intrabone screw for antibiotic*

Ref.
TOR-AB



Casquillos sujeta nylon / *Nylon retaining caps*

Ref.	Forma
CAS-NYP	Plano / <i>Plane</i>
CAS-NYR	Redondo / <i>Round</i>



Meniscotom / *Meniscotomo*

Ref.	
7750-001	Smille
7750-002	Smille
7750-036	Birscher
7750-021	Smith
7750-022	Smith
7750-023	Smith



Osteotomo / *Bone chisel*

Ref.	Corte	Long.
2804-004	4 mm	14 cm
2804-005	5 mm	14 cm
2804-006	6 mm	14 cm
2804-008	8 mm	14 cm
2804-010	10 mm	14 cm
2804-012	12 mm	14 cmm
2804-018	18 mm	16 cm



Cucharilla Volkmann doble / *Double Volkmann spoon*

Ref.	Ø
2951-025	2 x 3
2951-027	6 x 7
2951-051	7 x 9



Mango hojas osteotomo / *Chisel Handle*

Ref.
SP-771

Hoja osteótomo / *Blade chisel*

Ref.	
SP-770	5 mm
SP-771	10 mm
SP-772	16 mm
SP-773	25 mm

Gúbia / *Ruskin rongeurs*

Ref.	Ø	Long.
3104-002	2 mm	15 cm
3105-002	2 mm	18 cm
3105-004	4 mm	15 cm



Pinzas Kern / *Kern bone holding forceps*

Ref.	Ø
0380-017	17 mm



Hohmann retractor

Ref.	Ø
HOH-06	6 mm
HOH-18	18 mm



Pinza sujeción hueso / *Reduction forceps with serrated jaw with speed lock*

Ref.	Long.
0623-005	22 cm
0623-006	16 cm



Distractor rodilla / *Knee distractor*

Ref.	Long.
4040-517	17 cm



Pinzas Verbrugge / *Forceps Verbrugge*

Ref.	Long.
716-22	15 cm
716-23	19 cm
716-24	26 cm



Pinzas Heiss / *Heiss vascular clamp*

Ref.
1651-090



1651-090

Pinzas Babcock / *Forceps Babcock*

Ref.
5010-016



5010-016

Pinzas Ruskin Corta Hueso *Ruskin bone cutting forceps*

Ref.	Long.
27-3850	18 cm



27-3850

Alicates Liston Corta Hueso *Liston bone cutting fórceps*

Ref.	Long.
22-2291	12,5 cm



22-2291

Pinzas para tejidos Allis *Allis tissue seizing forceps*

Ref.	Long.
22-2257	16 cm



22-2257

Pinzas hemostáticas Mosquito *Mosquito hemostatic forceps*

Ref.	Long.	
15-162	12,5 cm	Recta / <i>Straight</i>
439	12,5 cm	Curva / <i>Curved</i>



15-162



439


Pinzas hemostáticas Kocher dentadas recta
Kocher hemostatic straight forceps

Ref.
17-136



Separador Weitlaner con punta roma
Weitlaner retractor

Ref.	Long.
WET-001	11 cm
WET-002	13 cm
WET-003	16 cm
WET-004	19 cm



Pinzas laminectomía
Laminectomy cutting forceps

Ref.	Long.	Angulo
LAM20-R	2 mm	
LAM20-40	2 mm	40°
LAM30-R	3 mm	
LAM20-40	3 mm	40°
LAM40-R	4 mm	
LAM40-40	4 mm	40°

Cizalla corte clavos
Rod cutter

Ref.	Long.	Corte
CZ-30	30 cm	3 mm
CZ-40	40 cm	4 mm



Alicate de corte / *Wire-cutter*


Ref.	Long.
SP- 1616	24 cm
7645-045	23 cm
7645-050	14 cm



SP- 1616



7645-045



7645-050

Alicate corte puntas de tungsteno *Wire-cutter tungsten point*

Ref.	Long.	Corte
AL-TG	23 cm	Recto
AL-TGI	23 cm	Inclinado / <i>inclined</i>



AL-TG



AL-TGI

Alicate Hércules hojas intercambiables *Wire-cutter tungsten point*

Ref.
HER-001



HER-001



0607-089

Alicate bloqueo / *Locking pliers*

Ref.	Long.
0607-089	23 cm

Alicate doblado placas pequeñas *Universal bending pliers*

Ref.
3901-010



3901-010

Porta-agujas / Needle holder

Ref.	Tipo	Long.
22-2253-16	Guillies	16 cm
22-2227	Webster	13 cm



22-2253-16

22-2227

Pinzas / Forceps

Ref.	Tipo	Long.
22-2018	Wangensteen	15 cm
22-2014	Chir. Pinzette	16 cm
0463-097	Sujeción Tornillos / Screw	



Tijeras / Scissors

Ref.	Tipo	Long.
22-2276	Mayo-Stille curva	15 cm
22-2269	Lister curva	18 cm
22-2281	Metzembaum curva	18 cm
22-2285	Metzembaum recta	18 cm
22-2289-01	Irisschere	11,5 cm
11-141	Spencer	13 cm



22-2276

22-2269

22-2281

22-2285

22-2289-01

11-141

Retractor GELPI / *GELPI retractor*

Ref.	Long.
GI-090	9 cm
GI-140	14 cm
GI-190	19 cm



Raspa para huesos Putti / *Putti bone rasp*

Ref.	Long.
27-3654	27 cm
27-3653	30 cm



Separador / *Retractor*

Ref.	Tipo	Profundidad	Separación
5422-051	Finochieto	18 mm	90 mm
5422-065	Finochieto	31 mm	100 mm
2455-002	Gosset		



Trefina de Michele / *Michele trephine*

Ref.	Ø
5763-005	5 mm
5763-008	8 mm



Sierra de Gigli / *Gigli saw*


Ref.	Ø
5764-030	30 cm
5764-040	40 cm
5764-002	Mango



Hojas de sierra / *Saw blades*

Sierra oscilante / *Oscillating saw*

Ref.	Long.	Corte / <i>Cutting</i>
S40-010	49 mm	27 mm
S40-015	49 mm	15 mm
S40-017	69 mm	27 mm
S40-023	25 mm	6 mm



Sierra circular / *Circular saw*

Ref.	Radio / <i>Radius</i>	Ref.	Radio / <i>Radius</i>
SC-10	10 mm	SC-20	20 mm
SC-12	12 mm	SC-21	21 mm
SC-15	15 mm	SC-27	27 mm
SC-18	18 mm	SC-30	30 mm




Pasahilo grande ojal en ambas puntas *Big Cable passer*

Ref.
724-02



Grifas / *Bending iron*

Ref.
SP-237



Instrumental y otros implantes *Instrumental and other implants*

Medidor de agujas, brocas y tornillos / *Screw / Gauge for drill bits, Kirchner wires and screws*

Ref.

Med-000



Grapas de epifisis / *Epyphysis staples*

Ref.	Ancho <i>Width</i>	Altura <i>Height</i>	Grosor Máx. <i>Max. Thickness</i>
1670-135	10 mm	22 mm	5 mm
1670-213	16 mm	22 mm	5 mm
1670-264	22 mm	22 mm	5 mm
1670-310	28 mm	22 mm	5 mm



Guías de broca dentadas / *Double drill sleeve*

Ref.	Ø
GD-1115	1,1 - 1,5 mm
GD-2027	2 - 2,7 mm
GD-2535	2,5 - 3,5 mm
GD-3245	3,2 - 4,5 mm
GD-3265	3,2 - 6,5 mm



Guía para controlar desviaciones en las osteotomías
Jig to avoid deviations in osteotomies

Ref.

G-0



Periostotomos / *Periosteal elevator*

Ref.	Tipo	Long. de hoja	Long.
PL-000	Langenbeck	17 mm	19 cm
PS-000	Sedillot	13,5 mm	21 cm
H-000	Hylin	9 mm	14,5 cm
J-000	Jansen	12 mm	17 cm



Langenbeck Sedillot Hylin Jansen

Separadores / *Separators*

Ref.
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6



Instrumental y otros implantes *Instrumental and other implants*

Caja de tornillos /
Screws box

Ref.

CT-P



Caja para placas y instrumental /
Box for plates and instrumental

Ref.

CAP





INSORVET





INSORVET S.L.

C/ Rubio i Ors, 35

Pol. Ind. del Terri

17834 Porqueres (Girona) - España

680 876 043

info@insorvet.com

www.insorvet.com

